

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## Hliníkový čtyřkolový chodítko

Kód produktu: YOLA AIR



### 1. Charakteristika

Čtyřkolové chodítko je vyrobeno z hliníku s matným lakem. Má velká 12'' nafukovací zadní a přední kola, výškově nastavitelná madla s anatomickými úchopy, brzdy s parkovací funkcí, sedátko s výškově nastavitelnou opěrkou zad a tašku. Konstrukce je založena na křížovém rámu a oválném průřezu trubek, což významně zvyšuje odolnost vůči axiálnímu zatížení. Chodítko je vybaveno držákem na hůl a držákem na láhev pro pohodlné každodenní používání.

**Sada obsahuje:** rám se sedátkem, přední a zadní pneumatická kola, opěrku zad, tašku, držák na hůl, držák na láhev, pumpičku, montážní šrouby (2 ks).

#### Prvky chodítka:

- A. Madla
- B. Parkovací brzda
- C. Výškové nastavení opěrky zad
- D. Sedátko s madlem
- E. Taška
- F. Výškové nastavení
- G. Držák na hůl a láhev\*
- H. Mechanismus skládání zadních kol
- I. Montážní šrouby pro přední kola
- J. Zadní a přední 12'' nafukovací kola



\* Držák na láhev a držák na hůl lze namontovat na libovolnou stranu chodítka; obrázek slouží pouze jako reference.

### 2. Použití

Chodítko je určeno pro pacienty se sníženou pohyblivostí, kteří potřebují stabilní oporu a pomoc při chůzi. Doporučuje se také starším osobám jako pomůcka pro udržení rovnováhy, aby se zvýšil komfort chůze a zajistila bezpečnost před pády. Používání chodítka má pozitivní vliv na návrat k aktivitě u osob s poruchami

pohyblivosti a problémy s udržení vzpřímené polohy. Zaručuje lepší stabilizaci, oporu a bezpečnost při chůzi.

### **3. Montáž**

#### **MONTÁŽ**

**Krok 1.** Vyjměte chodítko a jeho části z krabice.

**Krok 2.** Umístěte přední kola do správné polohy (podle referenčního obrázku) a zajistěte je montážními šrouby. Zatáhněte červený skládací mechanismus (H) směrem k sobě a spusťte zadní kola, dokud neuslyšíte charakteristické „cvaknutí“.

**Krok 3.** Zasuňte madla do otvorů v rámu a zajistěte je aretačními kolíky.

**Krok 4.** Chcete-li chodítko úplně rozložit, uchopte ho za sedátko a vytáhněte ven. Stlačte sedátko z obou stran, dokud nezapadne na místo.

**Krok 5.** Připevněte opěrku zad zasunutím do speciálního úchyty pod madly. Připevněte tašku k přední části chodítka pomocí popruhů.

**Krok 6.** Připevněte držák na hůl a držák na láhev k rámu.

**Krok 7.** Zkontrolujte, zda je chodítko správně smontováno, plně rozložené a zda nechybí žádné díly ani šrouby. Pokud si všimnete poškození nebo chybějících dílů, kontaktujte prodejce.

**Chodítko je připraveno k použití.**

#### **SKLÁDÁNÍ**

Pro složení chodítka zopakujte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

#### **NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY ZAD**

Pro nastavení výšky opěrky zad odšroubujte krytku umístěnou pod parkovací brzdou a posuňte opěrku zad do požadované výšky. Poté krytku utáhněte.

**Poznámka!** Ujistěte se, že obě strany opěrky zad jsou nastaveny na stejnou výšku.

#### **NASTAVENÍ VÝŠKY MADLA**

Pro nastavení výšky madla:

- Stiskněte páku brzdy dolů, aby se aktivovala parkovací brzda a chodítko se znehýbnilo.
- Stiskněte aretační kolík umístěný na rámu a nastavte požadovanou výšku madla. To samé proveďte na druhé straně.
- Poté uvolněte parkovací brzdu.

**POZNÁMKA!** Obě madla by měla být nastavena na stejnou výšku.

#### **FUNKCE BRZDY**

- Pro zastavení chodítka zatáhněte za brzdovou páku směrem nahoru a držte.

- Když chodítko není v pohybu nebo při použití sedátka, aktivujte parkovací brzdu zatažením brzdové páky směrem dolů.
- Pro uvolnění parkovací brzdy zatáhněte páku směrem nahoru.

#### 4. Technické údaje

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Celková šířka            | 68 cm       |
| Celková délka            | 82 cm       |
| Šířka sedadla            | 46 x 25 cm  |
| Výška sedadla od země    | 58 cm       |
| Nastavení výšky rukojetí | 85-100 cm   |
| Hmotnost chodítka        | 11,50 kg    |
| Maximální nosnost        | 136 kg      |
| Maximální nosnost tašky  | 5 kg        |
| Barva rámu               | tmavě modrá |

#### 5. Poznámky

**Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku, nedodržení bezpečnostních předpisů a zneužití.**

#### 6. Údržba

- Rám čistěte vlhkým hadříkem a důkladně osušte.
- Nepoužívejte silné lešticí prostředky, aby nedošlo k poškození ochranných vrstev.
- Pravidelně čistěte nečistoty z pohyblivých částí chodítka (pánty, upínací šrouby, zámky).

#### Pneumatiky

Doporučuje se nafukovat pneumatiky maximálně na **2,5 bar (36 PSI)**. Tlak by měl být upraven podle hmotnosti uživatele a změn teploty vzduchu. Pneumatiky mohou při delším skladování nebo nečinnosti ztrácet vzduch. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a jejich stav opotřebení. Pokud se hloubka vzorku sníží na 1 mm, vyměňte pneumatiky za nové. Při huštění pneumatik postupujte podle následujících pokynů:

#### a. Mírný nedostatek vzduchu

- Rovnoměrně stlačte pneumatiku rukama tak, aby pneumatika a ráfek správně dosedly.
- Nafoukněte kolo na požadovaný tlak.

#### b. Bez vzduchu

- Nafoukněte kolo přibližně na 30 % celkového objemu a rovnoměrně stlačte pneumatiku rukama, aby pneumatika a ráfek správně dosedly.
- Poté dofoukněte kolo na požadovaný tlak.

### 7. Podmínky skladování a přepravy

Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

### 8. Informace o záruce

Všechny produkty distribuované naší společností jsou kryty zárukou, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listu dostupném na našich webových stránkách. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mějte prosím na paměti, že pro uplatnění záruky je nutné uchovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

### 9. Označení

|                                                                                     |                                                                          |                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Referenční číslo                                                         |  | Výrobce                               |
|  | Číslo šarže (LOT)                                                        |  | Kód UDI                               |
|  | Sériové číslo                                                            |  | Zdravotnický prostředek               |
|  | Poznámka                                                                 |  | Přečtěte si, prosím, návod k použití. |
|  | Výrobce ověřil shodu s podstatnými požadavky na zdravotnické prostředky. |                                                                                     |                                       |

Naši kompletní nabídku produktů naleznete u našich distributorů. Více informací na **[www.timago.com](http://www.timago.com)**. Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!

## Poznámky

[illegible]

[illegible]

[illegible]



**Timago International Group**  
Ossowski Sp. k.  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



10/2025 (II)