



INFORMATION FOR USE (en)

=> **medical device: rehab-stroller**

NÁVOD K POUŽITÍ (cs)

=> **zdrav. prostředek: kočárek zdravotní**

NÁVOD NA POUŽITIE (sk)

=> **zdrav. pomôcka: kočík zdravotný**


BEN



Manufacturing and Distribution:





PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, 27601 Mělník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

SCHEMA



BASIC TECHNICAL DATA

	MINI	STD	MAXI	SM42	SM45
Backrest height (mm)	540	640	710	710	840
Seat depth (mm)	220	290	370	370	460
Seat width (mm)	200/step/300	240/step/340	280/step/380	320/step/420	350/step/450
Seat to footrest (mm)	140-280	200-330	230-400	230-400	240-460
Backrest angle	90°-160°	90°-160°	90°-155°	90°-155°	90°-155°
Seat angle	+19°/step/+27°	+20°/step/+28°	+19°/step/+27°	+18°/step/+27°	+20°/step/+30°
Total length (mm)	860	860	860	860	940
Total width (mm)	580	580	620	670	695
Total height/with handle (mm)	950	1050	1130	1110	1250
Weight (kg)	15,3	16,0	17,0	21,0	27,0
Maximum load (kg)	40,0	40,0	50,0	75,0	75,0
Folded stroller length (mm)	1000	1000	1000	1000	1100
Folded stroller width (mm)	580	580	620	670	695
Folded stroller height (mm)	400	400	400	410	480



INTRODUCTION:

Dear customers, read this document carefully before using this product for the first time. Follow all safety instructions stated in this document. If you have any questions about the product and its proper use, contact professional staff or a service centre. Report any serious adverse event related to the product, or any deterioration in the user's health in connection with the use of the product, immediately to the official distributor of the product in your country or to the manufacturer of the product. For latest safety and/or recall information for this product, as well as the product declaration of conformity, please contact the official distributor of the product in your country or the product manufacturer. Keep this document in a safe place for further reference.



..... **WARNING, CAUTION:**

- ① **CAUTION! Any load attached to the handle (bag, ...) affects the stability of the stroller!**
- ② **The side padded frame covers must be used properly all the time!**
- ③ **Recommended tire air-pressure: 180 kPa**
- ⑥ **Footrest velcro lock must be properly tightened while using stroller!**



.....**maximum load.**

WARNING! Keep fingers out of any moving parts when operating with the stroller.

WARNING! Never leave your child unattended! Even if the belts and brakes are in use.

WARNING! Check before use that all locking devices are properly locked and all safety equipments are properly used.

WARNING! Check before use that seat unit is properly locked in the chassis interface.

WARNING! The seat unit is not suitable for a child younger 6 months.

WARNING! This product must not be used while jogging or in-line skating.

WARNING! The seat unit must not be used in motor vehicles as the car seat.

ATTENTION! Read this manual carefully before the first use of the stroller, as well as keep it for further reference. Safety of a child might be in danger in case you will not follow the instructions and safety notices mentioned I the user guide.

PRODUCT - DESCRIPTION, FEATURES, IDENTIFICATION:

You have received a product that is determined for versatile everyday usage outdoor, as well as indoor at home. Before using the product for the first time, get to know carefully how to use it , how to handle with it, how works all the product features, to avoid any possibility of injury. In particular, observe the following instructions:

- All users and / or their accompanying persons must be trained by qualified personnel how to operate with the product. Users and / or their accompanying persons are obliged to read and learn in particular about the residual risks of this product, in connection with the safety instructions given in this document.
- The product has been adapted to the individual needs of the user. Additional changes may only be made by qualified personnel.
- We recommend that you check the product customization once a year to ensure optimal product setup for users.

Especially for users with changing anatomy (eg body dimensions and weight) it is recommended to adjust at least once every six months.

- Your specific product may differ from the variants shown here. In particular, not all optional accessories described in this document are mounted on your product.
- The manufacturer reserves the right to make technical changes to the design described in this manual.

Intended use:

The product is intended for children with temporary or permanent walking disabilities, who are unable to walk or stand. The product is intended for transporting disabled children with the help of another person on a solid surface indoors and outdoors. The product is intended for operation by an accompanying person.

Product features:

This product is classified as a non-invasive therapeutic device of class 1. The product is intended for short-term and long-term use. The product is controlled by an accompanying person and is used to transport children with the help of another person. The product is intended for use on a solid surface in interiors and exteriors.

The product is used by children with temporary or permanent limitation of the ability to walk, unable to walk or keep standing. The product is suitable for users whose anatomy (eg body dimensions and weight) allows the use of this product for the given purpose and whose skin is intact. The product must only be used in conjunction with the accessories specified in the order form.

The manufacturer of this product assumes no responsibility for combinations with medical devices and / or accessories from other manufacturers. Only product combinations evaluated in terms of their efficiency and safety are permitted. This product and accessory combination must be permitted and stated in the product combination agreement.

Indications: mild to severe or complete restriction of the user's movement.

Contraindications: Absolute contraindications are not known. Relative contraindications - lack of physical or mental preconditions, significant surface damage of surface tissue (eg skin, etc.).

Accompanying phenomenon: Exceptionally, the following accompanying phenomena may occur when using the product - pain in the neck muscles, pain in the muscles and joints, circulatory disorders, risk of pressure sores. In case of these accompanying phenomena or problems, contact your doctor or therapist.

Product identification:

Information on the product label:

GTIN	Global trade identification number. According to GS1-standard = UDI-DI – Unique Device Identifier - Device Identifier. .
SN	Serial number. According to GS1-standard = UDI-PI – Unique Device Identifier - Production Identifier.
REF	Producer identification – product version
Mod.:	Product version / text
Spec.:	Product version / colour version
	Producer - address

Date of production: Serial number (first 3 digit) includes production date. („253“ = 253.-months from 01.01.2000 = January 2021)

SAFETY AND PROTECTION:

- The attendant must be familiar with the instructions of this manual.
- Professional medical advice regarding the suitability of this product must be sought before use.
- Always make sure, before departure, the child is comfortable, and that clothes and rugs etc, are tucked in, so they do not fall in the wheels.
- The stroller MUST NOT be used as a seat for a child while traveling in motor vehicle or bus.
- Ensure that child is clear of moving parts before making adjustments, to avoid any injury.
- When angle-positioning and adjusting the seat and backrest act accordingly to avoid sudden uncontrolled move-

- ments.
- Change of the seat direction must be done without the occupant and with empty seat unit.
- Do not allow the child to climb unassisted into and out from the stroller.
- Always apply the parking brakes, when getting in and out the stroller.
- The stroller is not designed to be driven down the stairs.
- Ensure yourself that the fixing accessories, safety bar and other equipment is fitted and adjusted correctly.
- Do not stand on the footrest.
- The brakes must be engaged at all times when the stroller is not moving.
- Getting over the curb practice firstly with an empty stroller.
- The attendant must take precautions against the fire risk. In buildings, check the location of fire exits and ensure procedures are understood.
- Do not let children play with or hang on the stroller.
- During the drive keep full attention, to avoid any dangerous situation or collisions.
- Do not overload the stroller. Overloading of a chassis, seat, bag or basket causes reduction of stability of the stroller.
- Make the full attention, when manipulate with the stroller, not to injure the child or yourself.
- If it is possible, always use drive-up ramps or lift to overcome any access restrictions.
- Always lift the stroller in two persons.
- Never transport the stroller when you and/or assistance are not sure if you can transport the stroller with the child safely.
- When you drive the stroller on the road, follow the road traffic regulations.
- Do not use the stroller for any other purposes then it is designed for.
- The stroller is designed to carry only one child.
- Do not use any other than original PATRON accessories designed for this product.
- When the stroller is folded and unfolded, the user guide must be followed carefully, to avoid any damage on the construction what could affect the product stability.
- In case of apparent defect, which limits product's safe using (e.g. damage of chassis, part falls away or other optically visible defects, cracks etc.) it is necessary to stop using the product immediately and contact your local official distributor or service centre.
- Company PATRON does not bear any responsibility for the damages caused by using other than original PATRON accessories supplied by this company.
- Company PATRON does not bear any responsibility for the damages and accidents caused by inappropriate use of this product.

PREPARATION FOR USE, USE:

Opening the stroller - place folded stroller on wheels. To open the stroller stay between the rear wheels and hold tightly its handle. Move handle up and backwards until the handle folding release is fully locked in its end position. To check the locking position, move upwards the handle. The stroller must not start folding. Fasten the upholstery belt over the frame. After unfolding the stroller, it is always necessary to correctly adjust the position of the seat back and tighten the levers sufficiently to the desired position.

CARE MUST BE TAKEN TO AVOID TRAPPING FINGERS WHEN OPENING THE STROLLER.

Backrest reclining - hold the seat backrest firmly. Loose backrest reclining adjustment lever and the reclining safety pin. Set the position of backrest. Lock the safety pin and tighten the lever properly.

Seat tilt adjustment

Loose seat recliner adjustment lever on both sides and set one of the three seat position. Tighten properly both adjustments to fix the position. (picture no. 6,7).

Footrest height adjustment - hold the footrest. Loose the footrest height adjusting bolts. Set the position of footrest and tighten properly both adjusting bolts.

Footrest set reclining - press both press buttons on footrest set hinge simultaneously and adjust the angle position of footrest set. Free both buttons and set the position of footrest set to allow the hinges to be locked.

Operating the Parking Brake - to brake the wheels press fully the brake pedal. To disengage the brake press the brake connecting rod. (picture no. 1)

Getting into the Stroller - ensure the parking brake is on, to facilitate getting in adjust the footrest position as far under the seat as possible and fold it (see picture no. 2); if possible, place the back of the stroller against a wall or immovable object (alternatively, another helper may hold the stroller steady); place child carefully into the stroller, fasten all immobilisation accessories, adjust the footrest into comfortable position. The child must always feel comfortable in the stroller.

Getting out of the Stroller - ensure the parking brake is on; to facilitate getting out adjust the footrest position as far under the seat as possible and fold it (picture no. 2); if possible, place the back of the stroller against a wall or immovable object (alternatively, another helper may hold the stroller steady); unfasten all immobilisation accessories and lift the child carefully.

Safety Bar:

To fit the safety bar put both ends of safety bar in seat side tubes at once. To take out the safety bar, press press-pin release and lift the safety bar up.

Negotiating the Kerb or Single Step

down - take the front wheels to the edge of the kerb, hold the handles firmly and tip the stroller backwards and balance on the rear wheels, take the rear wheels to the edge of the kerb, lower the stroller down the kerb on its rear wheels. Never tip the stroller forward at a kerb. For SM45 size, it is necessary to grasp the guide near the guide joints, not at the end, before action can be taken, see above!

up - take the front wheels to the kerb. With a firm grip on the handles, tip the stroller backwards and place the front wheels on top of the kerb. Position the rear wheels at the kerb bottom and lift to the upper level. For SM45 size, it is necessary to grasp the guide near the guide joints, not at the end, before action can be taken, see above!

Carrying a stroller

- make use of ramps and lifts when they are available
- where possible steps should be avoided, if there is no alternative to negotiating steps then ensure at least one helper is available to give assistance
- do not attempt to take the stroller up or down a flight of steps unless you and your helper are sure you have control of the stroller and can take the weight of its occupant
- during this operation, the attendant and helper must be well balanced and have secure grip on the stroller
- the attendants hands must be inside the handle straps at all time
- take rests in regular intervals
- do not lift the stroller with footrest

Going down steps - position the stroller squarely with the front wheels on the top step, tilt the handle backward and push the stroller forward until the rear wheels are at the top step; the helper stands in front, steadies and lowers the stroller by gripping the front frame; take the weight and lower the rear wheels. down the step, continue step by step to the bottom (picture no. 3).

Going up steps - position the stroller squarely with the rear wheels against the bottom step, tilt the stroller backward and raise to the next step; the helper stands in front, steadies and lifts the stroller by gripping the front frame; continue step by step to the top (picture no. 4).

Folding the Stroller

Brake the stroller and remove the gate. Set the footrest in a horizontal position and fold down the footrest. Release the backrest adjustment lever and fold the backrest as far forward as possible (we recommend removing the fixing accessories that prevent maximum folding before folding), tighten the lever. Pull the handle locks upwards (fig. 5) and at the same time fold the handle towards the front wheels. Secure the transport safety of the chassis. The stroller is folded. When folding the stroller, it is necessary to release the levers and set the seat to the lowest position.

Seat fabric

Seat pad is detachable and washable by lower temperature.

take off - unzip the dry zippers and draw out the cover from the backrest

put on - slip on the backrest frame the cover and stretch it by fasten the dry zipper

Put the side cover on the side plate (the safety bar must be removed). Secure the cover on the backrest and seat with Velcro.

Delimiting the side panels of the backrest

Fitting - tuck the backrest side panels behind the backrest and fit from both sides using the four plastic sockets on the lead tube. Place the top pair of sockets between the lead sleeve and the lead joint. Use velcro to secure the flaps of the side panels.

Secure the lower part of the side panels with cords.

Sitting position - in the sitting position, it is necessary to cross the delimiting side panels from behind the backrest and secure them by threading a strap with Velcro, at the upper socket with a plastic triangle and then closing the Velcro. Secure with velcro at the back.

Position in a semi-sitting position - secure the delimiting side panels by threading the Velcro strap through the plastic triangle and then closing the Velcro. Secure with velcro at the back.

Lying position - leave the delimiting side panels free. If you also purchase a sun canopy, fasten the side covers of the canopy so that they are between the side panels of the stroller and the border of the backrest side panels.

MAINTENANCE, PRODUCT DISPOSAL:

The stroller has been designed to the high standard and with correct usage and maintenance will provide many years of trouble free service.

- make sure that you are familiar with the operation of the stroller. It should always open and fold easily. If it does not, do not force the mechanism - stop and read the instructions
- regularly inspect handle folding release, safety bar fittings, locking devices, catches, footrest, joints fixings and handle release safety clip to ensure they are secure, clean and in full working order
- brakes, wheels, tyres and upholstery are subjects to wear and should be replaced if necessary by a service centre.

- If you have inflatable tires on the stroller, check its inflation regularly. Allowed tire unevenness on the perimeter of tire is +/- 2 mm
- if the stroller is damaged or in need of any repair, only authorised service centres are allowed to provide these services.
- only spare parts supplied by company PATRON has to be used for repairs.
- should parts of your stroller become stiff or difficult to operate, ensure that dirt is not the cause, apply a light application of a spray lubricant e. g. WD 40 (do not use oil or grease). Ensure that the lubricant penetrates between the components but do not overspray as this may encourage the accumulation of dirt. Wipe off any spray excess. Regular lubrication of moving parts will extend the life of your stroller and make opening and folding easier.
- it is recommended to use rain cover when it rains (it is not standard equipment of the strollers)
- do not expose the stroller to the long-acting intensive solar radiation
- textile components of stroller and/or accessory must be used and stored in the way that the transparent plastic parts are not folded or turned tightly. Those can be damaged if the temperature is 5°C below zero.
- wheels, plastic and metal parts may be sponged clean with warm water and mild detergent.
- the seat fabric must be hand washed only at maximum temperature of 40°C, do not use laundry dryer.
- never clean with abrasive, ammonia based, bleaches and alcohol based cleaning compounds.
- after exposure to damp conditions, dry the product off with a soft cloth and leave fully open in warm and dry environment.
- store your stroller in a dry, safe place with recommended temperature 5-20°C.
- it is recommended that the stroller is checked by an approved service centre every 12 months
- We recommend that after 24 months visit a service department.
- Check and tighten the screw connections regularly.
- If there are used control cables (brakes, telescopes, tilt), check it regularly and, if necessary, set up and oil them.

Product lifetime: The expected product lifetime is 5 years. The expected product lifetime was used as a basis for product development and the definition of requirements for the use of the product for the given purpose. This data also includes maintenance requirements to ensure the required efficiency and safety of the product.

Disposal instructions: For disposal, the product must be disposed of in accordance with the local valid environmental protection regulations in the country, where the product was used.

WARRANTY CONDITIONS:

1. On this product is applied 24 months warranty from the date of sale. The warranty is applied for material and manufacturing defects.
2. The product has to be used entirely for the purpose it is designed for and the instructions in the user guide must be followed.
3. The product has to be properly used, maintained, cleaned and stored in accordance to the user guide instructions.
4. Do not pull down the identification tag. It has to be readable and undamaged for the whole warranty period.
5. The warranty case has to be claimed by the seller, where the product was bought. Properly filled "Warranty sheet" and the proof of purchase must be declared by the warranty application. Every defect should be claimed immediately
6. The claim procedure can be started when the device is delivered complete, in original packaging, carefully packed and secured against damage. The owner is committed to deliver the device clean in accordance to the general hygienic measures. The basic maintenance and cleaning cannot be expected or even required when claimed.
7. The warranty does not cover: failures caused by the overloading of the products, accident, forced damage, unauthorized changes made on the product and/or its accessories, natural wear and tear of parts, especially upholstery dirt and damage, wear of plastic parts, brakes, tyre profile and tyre puncture, etc.
8. The warranty is terminated whenever the following conditions arise: the user fails to follow the instruction mentioned in this user guide and manufacturer's storage and maintenance suggested procedures, or whenever the product is serviced by any other party except of authorised service centres, or when the identification label is not stucked on the stroller and also in the warranty sheet.
9. The warranty period cannot be interchanged with using period, that means for the lifetime period when correct use and maintenance of the product in accordance to the user guide are fulfilled .
10. The producer nor the importer is not liable for any losses and injuries caused by manipulation and usage of the product in conflict with the "User Guide" instructions.

The manufacturer, PATRON Bohemia a.s., reserves the right to make changes to the products.

NOTES:

SCHEMA DESCRIPTION

1. Handle
2. Backrest
3. Handle folding release
4. Backrest reclining lever
5. Seat
6. Parking brake
7. Rear wheel
8. Front wheel
9. Footrest height adjustment bolt
10. Footrest
11. Footrest height adjustment
12. Seat tilt adjustment

ÚVOD:

Vážení zákazníci, před prvním použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento dokument. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Budete-li mít nějaké dotazy ohledně produktu a jeho správného použití, obraťte se na odborný personál, či servisní středisko. Každou závažnou nežádoucí příhodu v souvislosti s produktem, či případné zhoršení zdravotního stavu uživatele v souvislosti s užíváním produktu, neprodleně ohlaste oficiálnímu distributorovi produktu ve vaší zemi, či výrobci produktu. Pro informace ohledně bezpečnosti a svolávacích akcích pro tento produkt, stejně jako produktové prohlášení o shodě, prosím kontaktujte oficiálního distributora produktu ve vaší zemi, či výrobci produktu. Tento dokument si pečlivě uschovejte pro následnou referenci.



.....VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ

- ① **UPOZORNĚNÍ! Jakékoli břemeno (brašna,) připevněné k rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku!**
- ② **Vždy použijte boční chrániče rámu řádně připevněné!**
- ③ **Doporučený tlak v pneumatikách: 180 kPa**
- ⑥ **Vždy používejte suchý zip zajištění stupačky řádně připevněný!**



.....maximální nosnost výrobku.

UPOZORNĚNÍ! Při nastavování kočárku držte prsty mimo pohybující se části mechanismu!

UPOZORNĚNÍ! Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou zapojená

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda připevňovací zařízení sedačky je před použitím řádně připojeno

UPOZORNĚNÍ! Sedačka není vhodná pro dítě mladší 6 měsíců

VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běhání a jízdu na bruslích

POZOR! Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu

PRODUKT – POPIS, FUNKCE, IDENTIFIKACE:

Obdrželi jste výrobek, který vám umožňuje všestranné každodenní použití doma i venku. Před prvním použitím produktu se pečlivě seznamte s jeho manipulací, funkcí a použitím, aby byla vyloučena jakákoli možnost poranění. Dbejte zejména na dodržování následujících pokynů:

- Všichni uživatelé a/nebo jejich doprovodné osoby musí být zaškoleni odborným personálem ohledně ovládání produktu. Uživatelé a/nebo jejich doprovodné osoby jsou povinni si přečíst a poučit se zejména o zbytkových rizicích tohoto produktu, v souvislosti s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Produkt byl přizpůsoben potřebám uživatele. Dodatečné změny smí provádět pouze odborný personál.
- Doporučujeme provést kontrolu přizpůsobení produktu 1 x ročně, aby bylo možné zajistit optimální nastavení produktu pro uživatele. Zejména u uživatelů s měnící se anatomií (např. tělesné rozměry a hmotnost) je doporučeno přizpůsobení minimálně 1 x za půl roku.

- Váš konkrétní produkt se může lišit od variant, které jsou zde vyobrazeny. Zejména pak není na vašem produktu namontováno veškeré volitelné příslušenství popisované v návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo na provádění technických změn u provedení popsaného v tomto návodu.

Navrhovaný účel použití:

Produkt je určen pro děti s dočasným nebo trvalým omezením schopnosti chůze, neschopnými chůze, či prostého stoje. Produkt je určen k přepravě postižených dětí za pomoci jiné osoby na pevném podkladu v interiérech i v exteriérech. Produkt je určen pro ovládání doprovodnou osobou.

Funkce produktu:

Tento produkt je klasifikován jako neinvazivní terapeutický prostředek třídy 1. Produkt je určen ke krátkodobému i dlouhodobému použití. Produkt je ovládán doprovodnou osobou a slouží k přepravě dětí za pomoci jiné osoby. Produkt je určen pro použití na pevném podkladu v interiérech a exteriérech.

Produkt slouží dětem s dočasným nebo trvalým omezením schopnosti chůze, neschopným chůze, či prostého stoje. Produkt je vhodný pro uživatele, jejichž anatomie (např. tělesné rozměry a hmotnost) připouští použití tohoto produktu k danému účelu a jejichž kůže je neporušená. Produkt je nutné používat výhradně ve spojení s příslušenstvím, které je uvedeno v objednacím listu.

Za kombinace se zdravotnickými prostředky a/nebo příslušenstvím od jiných výrobců, nepřebírá výrobce tohoto produktu žádnou odpovědnost. Povoleny jsou pouze produktové kombinace hodnocené z hlediska jejich účinnosti a bezpečnosti, které jsou výhradně povoleny kombinovat na základě dohody o kombinaci.

Indikace: lehká až závažná nebo úplná omezení pohybu uživatele.

Kontraindikace: Absolutní kontraindikace nejsou známy. Relativní kontraindikace - chybějící fyzické nebo psychologické předpoklady, výrazné plošné porušení povrchové tkáně (např. kůže, aj.).

Průvodní jevy: Při používání produktu se mohou výjimečně vyskytnout následující průvodní jevy - bolest krčního svalstva, svalů a kloubů, poruchy prokrvení, riziko dekubitů. V případě těchto průvodních jevů, či potíží kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo terapeuta.

Identifikace produktu:

Informace na typovém štítku:

	Globální číslo obch. položky. Dle normy GS1 = UDI-DI – Jedinečná identifikace prostředku - identifikátor prostředku.
	Sériové číslo. Dle normy GS1 = UDI-PI – Jedinečná identifikace prostředku – identifikátor výroby.
	Kód výrobce pro variantu produktu
Mod.:	Variantu produktu / text
Spec.:	Variantu produktu / barevné provedení
	Informace o výrobcí/adresa

Datum výroby: Sériové číslo (první 3 číslice) obsahují datum výroby. („253“ = 253. měsíc od 01.01.2000 = leden 2021)

BEZPEČNOST A OCHRANA:

- Doprovodná osoba musí být obeznámena s instrukcemi uvedenými v návodu
- Kočárek může být používán jen na doporučení lékaře
- Před jízdou zkontrolujte zda dítě sedí pohodlně a zda se jeho oděv ani jiná textilie nemůže dostat do kontaktu s koly kočárku
- Kočárek nesmí být používán jako sedačka pro jízdu ve vozidle nebo autobuse
- Zajistěte, aby se dítě při nastavování kočárku nedostalo do styku s pohyblivými se částmi a nemohlo se zranit
- Při nastavování náklonu zádové opěrky musí obsluha jednat tak, aby nedošlo k náhlému sklopení opěrky
- Směr jízdy sedačky může být změněn jen v případě, že dítě nesedí v kočárku
- Nedovolte dítěti, aby nastupovalo a vystupovalo z kočárku bez pomoci doprovodné osoby
- Při nasedání a vystupování z kočárku musí být kočárek vždy zabrzděn

- Vždy se ujistěte, že jsou všechny fixační doplňky, bezpečnostní hrazdička a ostatní příslušenství správně připevněny a zajištěny
- Nestoupejte na stupačku
- Kočárek musí být zabrzděn vždy, když není v pohybu
- Překonávání obrubníku nejdříve vyzkoušejte s prázdným kočárkem
- Doprovozní osoba si musí být vědoma nebezpečí požáru; v budovách se informujte o umístění nouzového východu a o evakuačním plánu budovy
- Nenechte dítě, aby si hrálo s kočárkem, mohlo by dojít ke zranění
- Kočárek není určen k jízdě na schodišti.
- Jíždě s kočárkem vždy věnujte dostatečnou pozornost, abyste se vyhnuli nehodám, které by se mohly při případné nepozornosti přihodit
- Nepřetěžujte kočárek, při přetížení lůžka, sedačky, tašky, nebo koše by mohlo dojít k narušení stability kočárku
- Při manipulaci s kočárkem dávejte pozor, abyste nezranili sebe nebo dítě
- Pro překonání překážek použijte nájezdovou rampu nebo výtah, když je to možné
- Kočárek musí přenášet vždy nejméně dvě osoby
- Kočárek nikdy nepřenášejte, pokud si vy a váš pomocník nejste jisti, že je i s dítětem bezpečně přenesete
- Při jízdě s kočárkem po ulici dbejte pravidel bezpečnosti silničního provozu
- Neužívejte kočárek k jiným účelům, než ke kterým je určen
- Neužívejte kočárek pro větší počet dětí, než pro jaký byl konstruován
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno či schváleno výrobcem
- Při častém skládání a rozkládání kočárku je třeba zvlášť pečlivě dodržovat návod k použití, předejete tím nestabilitě stopy kočárku. Při nedodržování návodu na skládání kočárku může dojít k zakřivení konstrukce
- V případě zjevné závažné bránící bezpečnému používání výrobku (např. poškození podvozku, odpadlá část či jiné opticky viditelné vady, praskliny apod.) je třeba neprodleně přestat užívat výrobek a kontaktovat prodejce.
- Firma PATRON Bohemia a.s. nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním jiných doplňků než dodávaných touto firmou
- Firma PATRON Bohemia a.s. nenese zodpovědnost za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací s kočárkem

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ, POUŽITÍ:

Rozložení podvozku

Položte složený podvozek na kola. Rozepněte a uvolněte transportní pojistku rámu,. Postavte se mezi zadní kola kočárku, uchopte vodítko a zatáhněte směrem nahoru (k sobě), dokud se s cvaknutím neuzamkne uzávěr vodítka. Tahem za vodítko směrem nahoru se ujistěte, že jsou oba uzávěry vodítka zajištěny (podvozek už nejde složit.). Po rozložení kočárku je vždy potřeba správně nastavit zpět polohu sedáku a páčky dostatečně dotáhnout na požadovanou polohu.

Úhlové nastavení zádové opěrky

uvolněte páčku zádového teleskopu, nastavte opěrku do požadované polohy a zajištěte páčku.

Nastavení náklonu sedačky

Uvolněte páčku nastavení náklonu sedadla na obou stranách a nastavte jednu ze tří poloh sedadla. Utáhněte páčku nastavení pro zafixování polohy. (obr. 6,7)

Výškové nastavení stupačky

uvolněte šrouby zadní části stupačky, nastavte požadovanou výšku a utáhněte šrouby.

Úhlové nastavení podnožky

stlačte tlačítka postranních kloubů podnožky, nastavte podnožku do požadované polohy a uvolněte tlačítka.

Zabrzdění kočárku

pro zabrzdění kočárku sešlápněte zadní spojenou brzdu . K odbrzdění kočárku brzdu nadzvedněte. (Viz. obr. 1)

Nasedání do kočárku

ujistěte se, že je kočárek zabrzděný; k ulehčení nasedání je vhodné posunout podnožku co nejvíce pod kočárek a sklopit stupačku (obr. 2); pokud je to nutné, opřete kočárek vodítkem o zeď nebo požádejte důvěryhodnou osobu, aby kočárek podržela; opatrně posaďte dítě do kočárku, zapněte všechny fixační doplňky, kterými je Váš kočárek vybaven a upravte podnožku do potřebné polohy. Dbejte na to, aby dítě vždy sedělo pohodlně.

Výsedání z kočárku

ujistěte se, že je kočárek zabrzděný; k ulehčení vysezení je vhodné posunout podnožku co nejvíce pod kočárek a sklopit stupačku; pokud je to nutné, opřete kočárek vodítkem o zeď nebo požádejte důvěryhodnou osobu, aby kočárek podržela; rozepněte všechny fixační doplňky, kterými je Váš kočárek vybaven a opatrně vyndejte dítě z kočárku.

Hrazdička

hrazdičku zasuňte do trubek na bočních částech sedačky. Hrazdička je zajištěna pérovou pojistkou. Stiskněte pérovou pojistku a tahem směrem nahoru vyndejte hrazdičku.

Překonání obrubníku a nízkých překážek

dolů - pevně držte vodítko kočárku, najedte předními koly kolmo na hranu obrubníku, malým tlakem na vodítko směrem dolů trochu nadlehčete přední kola kočárku a opatrně jimi sjeďte z obrubníku. Malým tlakem na vodítko směrem nahoru trochu nadlehčete zadní kola kočárku a opatrně jimi sjeďte z obrubníku. U velikosti SM45 je nutné

před akcí uchopit vodítko v blízkosti kloubů vodítka, nikoliv na jeho konci, teprve poté lze s kočářem manipulovat viz výše!

nahoru - najedte předními koly kolmo k obrubníku, tlakem na vodítko směrem dolů a našlápnutím zadního rámu podvozku směrem dolů zvedněte přední kola kočárku do potřebné výšky a najedte jimi na chodník. Tlakem na vodítko směrem nahoru zvedněte zadní kola kočárku do potřebné výšky a najedte jimi na chodník. U velikosti SM45 je nutné před akcí uchopit vodítko v blízkosti kloubů vodítka, nikoliv na jeho konci, teprve poté lze s kočářem manipulovat viz výše!

Přenašení kočárku

- použijte nájezdovou rampu nebo výtah vždy, když je to možné
- pokud musíte překonat schody, musí kočárek přenášet nejméně dvě osoby
- nikdy nepřenašejte kočárek pokud si Vy a Váš pomocník nejste jisti, že kočárek i s dítětem bezpečně přenesete
- pokud při přenašení kočárku pocítíte únavu, odpočiňte si
- při přenašení kočárku nesmí mít dítě ruce vně kočárku
- nikdy kočárek nezvedejte za hrazdičku ani za podnožku

ze schodů

pevně uchopte vodítko kočárku, najedte předními koly kočárku kolmo k horní hraně schodiště, Váš pomocník pevně uchopí podvozek kočárku nad předními koly, kočárek spolu nadzvedněte, opatrně sneste kočárek dolů a postavte ho na všechna čtyři kola. (obr. 3)

do schodů

pevně uchopte vodítko kočárku, najedte zadními koly kočárku kolmo ke spodnímu schodu schodiště, Váš pomocník uchopí podvozek kočárku pod uzávěry vodítka, kočárek spolu nadzvedněte, opatrně vyneste kočárek nahoru a postavte ho na všechna čtyři kola. (obr. 4)

Skládání podvozku

Zabrzďte kočárek a odejměte hrazdičku. Podnožku nastavte do vodorovné polohy a stupačku sklopte. Povolte páčku nastavení zádové opěrky a sklopte zádovou opěrku co nejvíce dopředu (doporučujeme před složením odejmout fixační doplňky, které brání maximálnímu složení), utáhněte páčku. Přitáhněte uzávěry vodítka směrem nahoru (obr.5) a současně překlópte vodítko k předním kolům. Zajistěte transportní pojistku podvozku,. Kočárek je složený. Při skládání kočárku je potřeba páčky povolit a nastavit sedačku do nejnižší polohy.

Potah

Potah kočárku je odnímatelný.

Rozepněte zip v zadním potahu opěradla, potah navlékněte na trubku opěradla a zip zapněte.

Potah bočnice navlékněte na plech bočnice (hrazdička musí být vyjmuta). Pomocí suchých zipů zajistěte potah na opěradle a sedáku.

Vymezení bočnic opěry zad

Nasazení - vymezení bočnic opěry zad zavléknete za zádovou opěrku a nasadíte z obou stran pomocí čtyř plastových objímk na trubku vodítka. Horní pár objímk nasadíte mezi návlak vodítka a kloub vodítka. Pomocí suchých zipů zajistěte klopky vymezení bočnic.

Spodní část vymezení bočnic zajistěte pomocí šňůr.

Poloha v sedě - v poloze v sedě je nutné vymezovací bočnice zezadu za zádovou opěrkou překřížit a zajistit je pomocí provlečení popruhu se suchým zipem, u horní objímky plastovým trojúhelníkem s následným zapnutím suchého zipu.

V zadní části zajistěte pomocí suchých zipů.

Poloha v polosedě - vymezovací bočnice zajistěte pomocí provlečení popruhu se suchým zipem plastovým trojúhelníkem s následným zapnutím suchého zipu. V zadní části zajistěte pomocí suchých zipů.

Poloha v leže - nechte vymezovací bočnice volně. V případě, že si zakoupíte rovněž stříšku proti slunci, boční potahy stříšky zapněte tak, aby byly mezi bočnicemi kočárku a vymezením bočnic opěrky zad.

ÚDRŽBA, LIKVIDACE PRODUKTU:

Váš kočárek Vám při dodržování níže uvedených instrukcí bude sloužit dlouho, aniž byste museli využít služeb Vašeho servisního střediska.

- Pravidelně kontrolujte uzávěr vodítka, zajištění hrazdičky, úchyty na kočárku, spoje, podnožku a pojistku vodítka, aby byly stále v dobrém a funkčním stavu. Brzdy, kola a potah kočárku jsou opotřebitelné části kočárku, proto by měly být vyměněny vždy, když to bude nutné.
- Kočárek by měl být každých 12 měsíců zkontrolován odborníkem.
- Doporučujeme po 24 měsících navštívit servisní oddělení.
- Kočárek může být opravován jen zaměstnanci servisních středisek výrobce nebo odborníky touto firmou pověřenými.
- K opravám mohou být použity jen originální náhradní díly dodávané výrobcem.
- Rotační a posuvné části kočárku pravidelně ošetřujte mazadly ve spreji (např. WD 40), minimálně každých šest

- měsíců. Nikdy nepoužívejte olej nebo vazelínu. Dbejte na to, abyste nepoužili příliš velké množství mazadla (způsobilo by to zanášení špíny mezi otáčející se částí). Přebytké mazadlo otřete.
- Skládání a rozkládání kočárku by vždy mělo být velmi lehké. Pokud tomu tak není, přečtěte si znovu příslušné odstavce v návodu k použití.
- Kontrolujte pravidelně tlak v pneumatikách.
- Podvozek, plasty a kolečka je možné omývat teplou vodou s přidavkem běžného saponátu.
- Potah kočárku lze čistit hadrem namočeným v teplé vodě, případně vyprat v ruce (max. 40°C)
- Nikdy kočárek nečistěte abrazivními čistícími prostředky, prostředky na bázi amoniaku, bělidly a lihovými čisti-dly.
- V případě, že byl kočárek vystaven vlhkému prostředí, utřete ho savým materiálem a nechte v teple uschnout.
- Kočárek ukládejte na suchém a bezprašném místě při doporučené teplotě 5-20°C.
- Pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubové spoje.
- Jsou-li použita ovládací lanka (brzdy, teleskopy, naklápění), pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby seřídte a promažte.

Životnost produktu: Předpokládaná provozní životnost je 5 let. Předpokládaná provozní životnost byla použita jako základ při vývoji produktu a definování požadavků týkajících se použití produktu k danému účelu. Tato data zahrnují také požadavky na údržbu, pro zajištění požadované účinnosti a bezpečnosti produktu.

Pokyny pro likvidaci: Za účelem likvidace je nutné produkt likvidovat v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí, platnými v dané zemi použití produktu.

PODMÍNKY UŽITÍ:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamací musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamací se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamací musí uživatel nespochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamací se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamací.
11. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Výrobce, společnosti PATRON Bohemia a.s., si vyhrazuje právo na změnu na výrobcích.

POZNÁMKY:

SCHEMA - POPIS:

1. Vodítko
2. Zádová opěrka
3. Uzávěr vodítka
4. Páčka teleskopu zádové opěrky
5. Sedačka
6. Brzda
7. Zadní kolo
8. Přední kolo
9. Šroub nastavení pozice podnožky
10. Podnožka
11. Kloub podnožky
12. Nastavení sklonu sedačky

ÚVOD:

Vážení zákazníci, pred prvým použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento dokument. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto dokumente. Ak budete mať nejaké otázky ohľadom produktu a jeho správneho použitia, obráťte sa na odborný personál, či servisné stredisko. Každú závažnú nežiaducu príhodu v súvislosti s produktom, či prípadné zhoršenie zdravotného stavu užívateľa v súvislosti s užívaním produktu, bezodkladne ohlásťte oficiálnemu distribútorovi produktu vo vašej krajine, či výrobcovia produktu. Pre informácie ohľadne bezpečnosti a zvolávacích akciách pre tento produkt, rovnako ako produktovej vyhlásenie o zhode, prosím kontaktujte oficiálneho distribútora produktu vo vašej krajine, či výrobcovia produktu. Tento dokument si starostlivo uschovajte pre následnú referenciu.



..... VAROVANIE, UPOZORNĚNIE:

- ① **UPOZORNĚNIE! Akýkoľvek zavesený predmet na rukovátku (taška,...) ovplyvňuje stabilitu kočíka!**
- ② **Vždy používajte bočné chrániče rámu riadne pripevnené!**
- ③ **Doporučený tlak v pneumatikách: 180 kPa**
- ⑥ **Vždy používajte suchý zips zaist'ujúci stupačky riadne pripevnený.**



.....maximálna nosnosť výrobku.

UPOZORNENIE! Pri nastavovaní kočíka držte prsty mimo pohybujúcej sa časti mechanizmu

UPOZORNĚNIE! Nechať dieťa bez dozoru môže byť nebezpečné

UPOZORNĚNIE! Pred použitím sa presvedčte či sú všetky zaist'ovacie zariadenia zapojené

UPOZORNĚNIE! Skontrolujte, či pripevňovacie zariadenie sedačky je pred použitím riadne pripojené

UPOZORNĚNIE! Sedačka nie je vhodná pre dieťa mladšie ako 6 mesiacov

UPOZORNĚNIE! Tento výrobok nie je vhodný na behanie a jazdu na korčuliach

POZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a odložte ho na neskoršie nahládnutie. Bezpečnosť dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete postupovať podľa návodu.

PRODUKT – POPIS, FUNKCIE, IDENTIFIKÁCIA:

Dostali ste výrobok, ktorý vám umožňuje všestranné každodenné použitie doma aj vonku. Pred prvým použitím produktu sa starostlivo zoznámte s jeho manipuláciou, funkcií a použitím, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť poranenia. Dbajte najmä na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- Všetci užívatelia a / alebo ich sprievodnej osoby sú povinní si prečítať a poučiť sa najmä o zvyškových rizikách tohto produktu, v súvislosti s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto návode.
- Produkt bol prispôbosený potrebám užívateľa. Dodatočné zmeny smie vykonávať len odborný personál.
- Odporúčame vykonať kontrolu prispôsobenie produktu 1 x ročne, aby bolo možné zabezpečiť optimálne nastavenie produktu pre užívateľov. Najmä u užívateľov s meniacou sa anatómiou (napr. Telesné rozmery a hmotnosť) sa odporúča prispôsobenie minimálne 1 x za pol roka.
- Váš konkrétny produkt sa môže líšiť od variantov, ktoré sú tu vyobrazené. Najmä potom nie je na vašom produkte namontované všetky voliteľné príslušenstvo popisované v návode.
- Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie technických zmien u prevedenia popísaného v tomto návode.

Navrhovaný účel použitia:

Produkt je určený pre deti s dočasným alebo trvalým obmedzením schopnosti chôdze, neschopnými chôdze, či prostého stoja. Produkt je určený na prepravu postihnutých detí za pomoci inej osoby na pevnom podklade v interiéroch aj v exteriéroch. Produkt je určený na ovládanie sprievodnou osobou.

Funkcie produktu:

Tento produkt je klasifikovaný ako neinvazívny terapeutický prostriedok triedy 1. Produkt je určený na krátkodobé aj dlhodobé použitie. Produkt je ovládaný sprievodnou osobou a slúži na prepravu detí za pomoci inej osoby. Produkt je určený pre použitie na pevnom podklade v interiéroch a exteriéroch.

Produkt slúži deťom s dočasným alebo trvalým obmedzením schopnosti chôdze, neschopným chôdza, či prostého stoja. Produkt je vhodný pre užívateľov, ktorých anatómie (napr. Telesné rozmery a hmotnosť) pripúšťa použitie tohto produktu na daný účel a ktorých koža je neporušená. Produkt je nutné používať výhradne v spojení s príslušenstvom, ktoré je uvedené v objednávacom liste.

Za kombinácia so zdravotníckymi prostriedkami a / alebo príslušenstvom od iných výrobcov, nepreberá výrobca tohto produktu žiadnu zodpovednosť. Povoľené sú iba produktové kombinácie hodnotené z hľadiska ich účinnosti a bezpečnosti, ktoré sú výhradne povolené kombinovať na základe dohody o kombinácii.

Indikácie: ľahká až závažná alebo úplná obmedzenie pohybu užívateľa.

Kontraindikácie: Absolútne kontraindikácie nie sú známe. Relatívna kontraindikácie - chýbajúce fyzické alebo psychické predpoklady, výrazné plošné porušenie povrchového tkaniva (napr. Kože, a i.).

Sprievodné javy: Pri používaní produktu sa môžu výnimočne vyskytnúť nasledujúce sprievodné javy - bolesť krčného svalstva, svalov a kĺbov, poruchy prekrvenia, riziko dekubitov. V prípade týchto sprievodných javov, či ťažkostí kontaktujte ošetrojúceho lekára alebo terapeuta.

Identifikácia produktu:

Informácie na typovom štítku:

	Globálne číslo obch. položky. Podľa normy GS1 = UDI-DI – Unikátna identifikácia pomôcky - identifikátor pomôcky.
	Sériové číslo. Podľa normy GS1 = UDI-PI – Unikátna identifikácia pomôcky – identifikátor výroby.
	Kód výrobcu pro variantu produktu
Mod.:	Variant produktu / text
Spec.:	Variant produktu / farebné prevedenie
	Informácie o výrobcovi/adresa

Dátum výroby: Sériové číslo (prvé 3 číslice) obsahujú dátum výroby. ("253" = 253. mesiac od 01.01.2000 = január 2021)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

- Doprovodná osoba musí byť oboznámená s inštrukciami uvedenými v návode.
- Kočík môže byť používaný len na doporučenie lekára.
- Pred jazdou skontrolujte, či dieťa sedí pohodlne a či sa jeho oblečenie alebo iná textília nemôže dostať do kontaktu s kolesami kočíka.
- Kočík nesmie byť používaný ako sedačka pre jazdu vo vozidle alebo autobuse.
- Zaistite, aby se dieťa pri nastavovaní kočíka nedostalo do styku s pohyblivými časťami a nezranilo sa.
- Pri nastavovaní sklonu zádovej opierky treba postupovať tak, aby nedošlo k náhlemu sklopeniu opierky.
- Smer jazdy sedačky môže byť zmenený len keď dieťa nesedí v kočíku.
- Nedovoľte dieťaťu, aby nastupovalo alebo vystupovalo z kočíka bez pomoci doprovodnej osoby.
- Kočík musí byť zabrzdený vždy pri nastupovaní alebo vystupovaní z kočíka.
- Kočík musí byť zabrzdený vždy, keď nie je v pohybe.
- Vždy sa uistite, či sú všetky fixačné doplnky, bezpečnostná hrazdička a ostatné príslušenstvo riadne pripevnené a zaistené.
- Nestúpajte na stupačku.
- Prekonávanie obrubníku najskôr vyskúšajte s prázdny kočíkom
- Doprovodná osoba si musí byť vedomá nebezpečia požiaru; v budovách sa informujte o umiestnení núdzového východu a o evakuačnom pláne budovy
- Nenechajte dieťa, aby sa hralo s kočíkom, mohlo by dôjsť ku zraneniu

- Jazde s kočíkom vždy venujte dostatočnú pozornosť, aby ste sa vyvarovali nehôd, ktoré by sa pri prípadnej nepozornosti mohli prihodiť
- Nepreťažujte kočík, pri preťažení lôžka, sedačky, tašky, alebo koša kočíku by mohlo dôjsť k narušeniu stability kočíku
- Pri manipulácii s kočíkom dávajte pozor, aby ste nezranili seba alebo dieťa
- Pre prekonanie prekážok použite nájazdovú rampu alebo výťah vždy, keď je to možné
- Kočík musia prenášať vždy najmenej dve osoby
- Kočík nie je určený k jazde po schodisku
- Kočík alebo zložené lôžko nikdy neprenášajte, pokiaľ si vy a váš pomocník nie ste istí, že ho s dieťaťom bezpečne preniesete.
- Pri jazde s kočíkom dbajte na pravidlá bezpečnosti cestnej premávky
- Nepoužívajte kočík k iným účelom, než ku ktorým je určený
- Nepoužívajte kočík pre iný počet detí, než pre aký bol konštruovaný
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je dodávané či schválené výrobcom
- Pri častom skladaní a rozkladaní kočíka je treba starostlivo dodržiavať návod na použitie, predídete tým nestabilite stopy kočíka. Pri nedodržiavaní návodu na skladanie kočíka môže dôjsť k zakriveniu konštrukcie.
- V prípade viditeľnej závary brániacej bezpečnému používaniu výrobku (napr. poškodenie podvozku, odpadnutá časť či iné opticky viditeľné chyby, praskliny a pod.) je potrebné ihneď prestať používať výrobok a kontaktovať predajcu.
- Firma PATRON Bohemia a.s. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním iných doplnkov než dodávaných touto firmou
- Firma PATRON Bohemia a.s. nenesie zodpovednosť za škody a nehody spôsobené nesprávnou manipuláciou s kočíkom

PRÍPRAVA NA POUŽÍVANIE, POUŽÍVANIE:

Rozloženie podvozku

Položte zložený podvozok na kolesá. Rozopnite a uvoľnite transportnú poistku rámu. Postavte sa medzi zadné kolesá kočíka, uchopíte vodiťko a zatiahnite smerom hore (k sebe), kým sa s cvaknutím neuzamkne uzáver vodidla. Ťahom za vodiťko smerom hore sa uistíte, že sú oba uzávery vodidla zaistené (podvozok už nejde zložiť). Po rozložení kočíka je vždy potrebné správne nastaviť späť polohu sedadla a páčky dostatočne dotiahnuť na požadovanú polohu.

Uhlové nastavenie chrbtovej opierky

uvoľnite páčku chrbtového teleskopu, nastavte opierku do požadovanej polohy a zaistite páčku.

Nastavenie náklonu sedačky

Uvoľnite páčku nastavenia náklonu sedadla na oboch stranách a nastavte jednu z troch polôh sedadla. Utiahnite páčku nastavenia pre zafixovanie polohy. (obr. 6,7)

Výškové nastavenie stupačky

uvoľnite skrutky zadnej časti stupačky, nastavte požadovanú výšku a utiahnite skrutky.

Uhlové nastavenie podnožky

stlačte tlačidlá postranných klbov podnožky, nastavte podnožku do požadovanej polohy a uvoľnite tlačidlá.

Zabrzdenie kočíka

pre zabrzdenie kočíka zošliapnite zadnú spojenú brzdú. K odbrzdnení kočíka brzdú nadvihnite. (Vid'. Obr. 1)

Nasadenie do kočíka

uistite sa, že je kočík zabrzdený; k uľahčeniu nasadenie je vhodné posunúť podnožku čo najviac pod kočík a sklopiť stupačku (obr. 2); ak je to nutné, oprite kočík vodiťkom o stenu alebo požiadajte dôveryhodnú osobu, aby kočík podržala; opatrne posadzte dieťa do kočíka, zapnite všetky fixačné doplnky, ktorými je Váš kočík vybavený a upravte podnožku do potrebnej polohy. Dbajte na to, aby dieťa vždy sedelo pohodlne.

Vysadenie z kočíka

uistite sa, že je kočík zabrzdený; k uľahčeniu vysadenie je vhodné posunúť podnožku čo najviac pod kočík a sklopiť stupačku; ak je to nutné, oprite kočík vodiťkom o stenu alebo požiadajte dôveryhodnú osobu, aby kočík podržala; rozopnite všetky fixačné doplnky, ktorými je Váš kočík vybavený a opatrne vyberte dieťa z kočíka.

Hrazdička

hrazdičku zasunúť do rúr na bočných častiach sedačky. Hrazdička je zaistená párovou poistkou. Stlačte párovú poistku a ťahom smerom nahor vyberte hrazdičku.

Prekonanie obrubníka a nízkych prekážok

dole - pevne držte vodiťko kočíka, choďte prednými kolesami kolmo na hranu obrubníka, malým tlakom na vodiťko smerom nadol trochu nadlehčete predné kolesá kočíka a opatrne nimi zídte z obrubníka. Malým tlakom na vodiťko smerom nahor trochu nadlehčete zadné kolesá kočíka a opatrne nimi zídte z obrubníka. U veľkosti SM45 je nutné pred akciou uchopiť vodiťko v blízkosti klbov vodiťka, nie na jeho konci, až potom možno s kočiarom manipulovať pozri vyššie!

hore - choďte prednými kolesami kolmo k obrubníku, tlakom na vodičko smerom nadol a našliapnutím zadného rámu podvozku smerom nadol zdvihnite predné kolesá kočíka do potrebnej výšky a choďte nimi na chodník. Tlakom na vodičko smerom nahor zdvihnite zadné kolesá kočíka do potrebnej výšky a choďte nimi na chodník. U veľkosti SM45 je nutné pred akciou uchopiť vodičko v blízkosti kĺbov vodička, nie na jeho konci, až potom možno s kočiarom manipulovať pozri vyššie!

Prenášanie kočíka

- použite nájazdovú rampu alebo výťah vždy, keď je to možné
- ak musíte prekonať schody, musí kočík prenášať najmenej dve osoby
- nikdy neprenášajte kočík ak si Vy a Váš pomocník nie ste istí, že kočík aj s dieťaťom bezpečne prenesiete
- ak pri prenášaní kočíka pocítite únavu, oddychnite si
- pri prenášaní kočíka nesmie mať dieťa ruky mimo kočíka
- nikdy kočík nedvíhajte za hrazdičku ani za podnožku

zo schodov

pevne uchopte vodičko kočíka, choďte prednými kolesami kočíka kolmo k hornej hrane schodiska, Váš pomocník pevne uchopí podvozok kočíka nad prednými kolesami, kočík spolu nadvihnite, opatrne zneste kočík dole a postavte ho na všetky štyri kolesá. (Obr. 3)

do schodov

pevne uchopte vodičko kočíka, choďte zadnými kolesami kočíka kolmo k spodnému schodu schodiska, Váš pomocník uchopí podvozok kočíka pod uzávery vodička, kočík spolu nadvihnite, opatrne vyneste kočík hore a postavte ho na všetky štyri kolesá. (obr. 4)

Skladanie podvozku

Zabrzďte kočík a odoberte hrazdičku. Podnožku nastavte do vodorovnej polohy a stúpačku sklopte. Povoľte páčku nastavenia chrbtovej opierky a sklopte chrbtovú opierku čo najviac dopredu (odporúčame pred zložením odňať fixačné doplnky, ktoré bránia maximálnemu zloženiu), utiahnite páčku. Pritiahnite uzávery vodiča smerom nahor (obr.5) a súčasne preklopte vodičko k predným kolesám. Zaistite transportnú poistku podvozku. Kočík je zložený. Pri skladaní kočíka je potrebné páčky povoliť a nastaviť sedačku do najnižšej polohy.

Poťah

Poťah kočíka je odnímateľný.

Rozopnite zips v zadnom poťahu operadla, poťah navlečte na trúbku operadla a zips zapnite.

Poťah bočnice navlečte na plech bočnice (hrazdička musí byť vytiahnutá). Pomocou suchých zipsov zaistíte poťah na operadle a sedadla.

Vymedzenie bočnic opierky chrbta

Nasadenie - vymedzenie bočnic opierky chrbta zavláknite za chrbtovú opierku a nasadte z oboch strán pomocou štyroch plastových objímok na trúbku vodička. Horný pár objímok nasadte medzi návlek vodička a kĺb vodička.

Pomocou suchých zipsov zaistíte kľopy vymedzenie bočnic.

Spodná časť vymedzenie bočnic zaistíte pomocou šnúr.

Poloha v sede - v polohe v sede je nutné vymedzovacie bočnice zozadu za chrbtovou opierkou prekrižiť a zabezpečiť ich pomocou prevlečenie popruhu so suchým zipsom, pri hornej objímky plastovým trojuholníkom s následným zapnutím suchého zipsu.

V zadnej časti zaistíte pomocou suchých zipsov.

Poloha v polosedě - vymedzovacie bočnice zaistíte pomocou prevlečenie popruhu so suchým zipsom plastovým trojuholníkom s následným zapnutím suchého zipsu. V zadnej časti zaistíte pomocou suchých zipsov.

Poloha v ľahu - nechajte vymedzovacie bočnice voľne. V prípade, že si zakúpíte tiež striešku proti slnku, bočné poťahy striešky zapnite tak, aby boli medzi bočnicami kočíka a vymedzením bočnic opierky chrbta.

ÚDRŽBA, LIKVIDÁCIA PRODUKTU:

Pri dodržiavaní uvedených inštrukcií vám bude kočík slúžiť dlho, služby Vášho servisného strediska nebudete potrebovať.

- Pravidelne kontrolujte uzávery rukovátka, zaistenie hrazdičky, úchyty na kočíku, spoje, podnožku a poistku rukovátka, aby boli stále v dobrom a funkčnom stave. Brzdy, kolesá a poťah kočíka sú opotrebitelne časti kočíka, preto by mali byť vymenené vždy, keď to bude nutné.
- Kočík by mal byť každých 12 mesiacov skontrolovaný odborníkom.
- Odporúčame po 24 mesiacoch navštíviť servisné oddelenie.
- Kočík môže byť opravovaný len zamestnancami servisných stredísk výrobcu alebo odborníkmi touto firmou poverenými.
- K opravám môžu byť použité len originálne náhradné diely dodávané výrobcom.
- Rotačné a posuvné časti kočíka pravidelne ošetrujte mazadlami v spreji (napr. WD 40), minimálne každých šesť mesiacov. Nikdy nepoužívajte olej alebo vazelinu. Dbajte na to, aby ste nepoužili príliš veľké množstvo mazadiel

- (spôsobilo by to zanesenie špiny medzi otáčajúcimi sa časťami). Zvyšné mazadlo utrite.
- Skladanie a rozkladanie kočíka by malo byť vždy veľmi ľahké. Pokiaľ to nie je tak, prečítajte si zvonu príslušné odstavce v návode na použitie.
- Kontrolujte pravidelne tlak v pneumatikách.
- Kodvozok, plasty a kolesá môžete umývať teplou vodou s prídavkom bežného saponátu.
- Poťah kočíka môžete čistiť handričkou namočenou v teplej vode, prípadne vyprať v rukách (max. 40°C).
- Nikdy kočík nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, prostriedkami s prídavkom amoniaku, bieliadiel a liehových čistidiel.
- V prípade, že bol kočík vo vlhkom prostredí, utrite ho savým materiálom a nechajte v teple usušiť.
- Kočík ukladajte na suchom a bezprašnom mieste pri doporučenej teplote 5-20°C.
- Pravidelne kontrolujte a doťahujte skrutkové spoje.
- Ak sa používajú ovládacie lanká (brzdy, teleskopy, naklápanie), pravidelne je kontrolujte a v prípade potreby nastavte a namažte.

Životnosť produktu: Predpokladaná prevádzková životnosť je 5 rokov. Predpokladaná prevádzková životnosť bola použitá ako základ pri vývoji produktu a definovanie požiadaviek týkajúcich sa použitia produktu na daný účel. Tieto dáta zahŕňajú aj požiadavky na údržbu, na zabezpečenie požadovanej účinnosti a bezpečnosti produktu. Pokyny pre likvidáciu: Za účelom likvidácie je nutné produkt likvidovať v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia, platnými v danej krajine použitia produktu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaje. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a výroby.
2. Výrobok musí byť riadne užívaný, ošetrovaný, udržiavaný a skladovaný podľa pokynov uvedených v návode k použitiu.
3. Pri uplatnení záruky musí byť predložený riadne vyplnený záručný list a kópia dokladu o zakúpení. Identifikačný štítok s výrobným číslom musí zostať čitateľný a nepoškodený. Pri nepredložení týchto dokladov a nesplnení týchto podmienok nie je možné, aby sa začala vybavovať reklamácia.
4. Záruka musí byť uplatnená v obchodnej organizácii, kde bol výrobok kúpený či v autorizovanej servisnej opravne.
5. Reklamačné riadenie možno zahájiť, pokiaľ je reklamovaný tovar zaslaný kompletne, dôkladne zabalené a zaistené proti poškodeniu. Majiteľ je povinný predložiť reklamovaný tovar riadne vyčistený a hygienicky nezávadný podľa obecných hygienických zásad. Majiteľ nemôže pri reklamacii požadovať, aby miesto neho bola prevedená základná údržba alebo čistenie vecí v priebehu reklamačného riadenia.
6. Každú vzniknutú závalu je nutné reklamovať či opraviť ihneď po jej zistení. Za závaly vzniknuté neoprávnene pôvodných závad a ďalším v nesie zodpovednosť užívateľ.
7. Záruka stráca platnosť, ak závaly boli spôsobené nedovoleným preťažovaním, nehodou, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku či neodborným zachádzaním s ním.
8. Záruka sa nevzťahuje na súčiastky podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, hlavne na opotrebenie, znečistenie a poškodenie poťahu, plastových dielov, opotrebenie brzd, opotrebenie dezénu kolies a na defekt pneumatiky. Záruka sa tiež nevzťahuje na ktorékoľvek časti výrobku mechanicky poškodené.
9. Záručnú dobu nemožno zamieňať s úžitnou dobou, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby možno tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v konštrukcii riadne užívať.
10. Výrobok musí byť používaný výhradne k účelom, ku ktorým je určený a užívateľ sa musí riadiť pokynmi uvedenými v návode k použitiu. Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania v rozpore s „Návodom na použitie“ výrobca/distribútor nezodpovedá.

Výrobca, spoločnosti PATRON Bohemia a.s., si vyhradzuje právo na zmenu na výrobkoch.

POZNÁMKY:

SCHÉMA - POPIS:

1. Vodítko
2. Chrbtová opierka
3. Uzáver vodítka
4. Páčka teleskopu chrbtovej opierky
5. Sedačka
6. Brzda
7. Zadné koleso
8. Predné koleso
9. Skrutka nastavenie pozície podnožky
10. Podnožka
11. Kĺb podnožky
12. Nastavenie sklonu sedačky

DISTRIBUTION CHAIN PARTICIPANT / IDENTIFICATION CHART



PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, Mělník, CZ
(www.patron.eu)

Manufacturer—product final inspection / name:

Signature:

Product identification label:

Importer / EU-distributor :
(name, address, contact info)

Importer / EU-distributor (stamp):

Point of Sale / Service partner :
(name, address, contact info)

Point of Sale / Service partner (stamp):

Date of sale (day, month, year):

Name (block letters), phone number, stamp and signature of the seller:

____.____.____